


Massendekontamination für gehende und liegende Personen

Saubere Zone

Dekontaminierte Zone



Inhag Zelte und Zubehör

Dekontaminationsaufbau

1. **Faltbarer Wassertank:** Versorgt das Gesamtsystem mit Reinwasser
2. **Ansaugpumpe (Reinwasser):** Fördert Wasser aus dem Tank in den Erhitzer
3. **Wasserehitzer:** Erwärmt das Reinwasser auf Solltemperatur
4. **Mischeinheit:** Mischt Reinwasser mit Dekontaminationsmittel und speist die Duscheinheit
5. **Dekonzelt**
 - a. **Auskleideraum:** Patienten entkleiden sich in der Vorstufe
 - b. **Dusche:** Durchführung der Dekontamination
 - c. **Ankleideraum:** Wiederankleiden und Übergang in die saubere Zone
6. **Bassin:** Sammelt das anfallende Dekontaminationswasser
7. **Ansaugpumpe (Abwasser):** Fördert das Schmutzwasser in den Abwassertank
8. **Heizung / Kühlung:** Sicherstellung der Temperaturbedingungen im Zelt
9. **Abwassertank:** Geschützte Speicherung des dekontaminierten Wassers
10. **Generator:** Gewährleistet die zuverlässige Stromversorgung des Systems